

Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2023-08-31
 Godkänd av Medicinskt sakkunnig
 Version 1.0

Checklista för patientnära ytor utförd av vårdpersonal/servicevärdar vid karbapenemresistenta acinetobacter

Patientnära ytor i vårdrum ska desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider 2 ggr/dag.

OBS! En duk till varje utrustning.

| Tagytor | Datum/Sign | Datum/Sign | Datum/Sign | Datum/Sign | Datum/Sign | Datum/Sign | Datum/Sign |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Städduk 1 | | | | | | | |
| Sänglampa | | | | | | | |
| Sängbord | | | | | | | |
| Sänggrindar | | | | | | | |
| Dävert | | | | | | | |
| Städduk 2 | | | | | | | |
| Patientnära signalknapp | | | | | | | |
| Vårdpanel | | | | | | | |
| Fjärrkontroll till säng, TV | | | | | | | |
| Telefon | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Städduk 3 | | | | | | | |
| Dörrhandtag | | | | | | | |
| Strömbrytare/kallelsesignal | | | | | | | |
| Städduk 4 | | | | | | | |
| Medicinskteknisk utrustning–tagytor (Anteckna nedan den utrustning som är aktuell) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |