



Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2023-11-22
 Godkänd av Medicinskt sakkunnig
 Version 1.0

Checklista för personal som utför medicinska insatser i patientens hemmiljö

Arbetskläder och skyddsutrustning	Uppfyllt
Tillämpa arbetskläder enligt Basal hygien i vård och omsorg enligt SOSFS 2015:10	
Tillgängligt i väska eller hem:	
<ul style="list-style-type: none"> • Plastförkläde 	
<ul style="list-style-type: none"> • Undersökningshandskar 	
<ul style="list-style-type: none"> • Munskydd/andningsskydd/visir vid behov 	
<ul style="list-style-type: none"> • Handdesinfektion 	
<ul style="list-style-type: none"> • Våtservett för handtvätt eller flytande tvål och pappershandduk 	
<ul style="list-style-type: none"> • Alkoholbaserad ytdesinfektion med rengörande effekt samt torkduk eller engångsförpackade servetter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 	
Transport till patient	
Avtorkningsbar/tvättbar väska eller ryggsäck betraktas som mobilt närförråd	
Produkter i väskan bör inte överstiga en veckas behov- sortera ut	
Separera materialet efter renhetsgrad i till exempel:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ren, oanvänd, försluten plastpåse 	
<ul style="list-style-type: none"> • Avtorkningsbar låda med lock 	
I hemmet	
Följ alltid basala hygienrutiner (BHR)	
Iordningsställ yta i patientens hem som desinfekteras inför uppdukning av material till exempel plastlock från låda, avtorkningsbar bricka/bord eller underlägg med renhetsgrad utifrån vad som ska utföras	
Avfall läggs direkt i en avfallspåse som knyts ihop noggrant och placeras i ett för ändamålet avsett sopkärl för hushållsavfall	
Smittförande avfall, stickande/skärande hanteras enligt lokala anvisningar för märkning, förvaring, uppsamlingsplats och transport	
Engångsprodukter som varit i en patients bostad ska kasseras och får inte återföras till förråd eller användas till annan patient	

Förvaring i hemmet för sterila och höggradigt rena produkter	
Händerna ska desinfekteras innan hantering av rent material	
Produkter förvaras i största möjliga mån i sin avdelnings- eller produktförpackning efter renhetsgrad i till exempel:	
<ul style="list-style-type: none"> • I stängda skåp och lådor • I avtorkningsbar låda med lock som ska tåla värmedesinfektion och/eller alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid) 	
Öppnat material, till exempel överblivet sårvårdsmaterial ska kasseras efter varje omläggning	
Transport från patient	
Flergångsprodukter och utrustning som återanvänds ska rengöras och desinfekteras innan de återförs till väska/förråd eller används till annan patient	
Material som inte kan rengöras direkt, förvaras separat från rent material tills rengöring och desinfektion är utförd	
I verksamhetslokal	
Väska/ryggsäck rengörs och desinfekteras eller tvättas enligt rutin	
Avtorkningsbar förvaringslåda med lock rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel eller värmedesinfektion före användning till ny patient	
Sterila medicintekniska produkter bör lagerhållas i ett separat rum som inte används som genomgångsrum eller i ett separat skåp med hyllor eller lådor alternativt i en plastlåda med lock	
Sterila och höggradigt rena produkter bör förvaras i sin avdelningsförpackning	
Rutiner för rengöring/desinfektion av utrymmet ska finnas	